

Mediped cipő fertőtlenítő

Biztonságosan és hatékonyan teszi sterillé hagyományos cipője belsejét a fertőtlenítő UV C fény segítségével. **MediPed Cipő Sterilizáló fontos része a teljes kezelésnek**, azoknál az embereknél, akik **láb-**(tinea pedis) és/vagy **körömgombásodásban** (onychomycosis) **szenvednek**, valamint azoknál is akiknek kellemetlen lábszaga van. MediPed Cipő Sterilizáló ajánlott cukorbetegségben szenvedőknek is a mindennapi lábhygiéiában.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség	AC230V/DC12V
UV hullámhossz	254 nm
Izzó teljesítménye	3W
Áramfelvétel	300 mA
Üvegbura átmérő	17 mm
Foglalat mérete	E17
Izzó hossza	53 mm
UV besugárzási telj.	>2000 μ W/cm ²
Üzem óra	2000 h
Anyaga	ABS
Cipőméret	36-46
Csomagolás	165x380x105 mm
Súly	1 kg
Időzítés	15-35-45 min
Optikai gyerekvédelem	igen

Mikrobiológiai Hatékonysági Jegyzőkönyv



Laboratórium:
MikroMikoMed Kft.
1036 Budapest Lajos u. 74-76
Tel.: 06 1 299 0042
Fax: 06 1 299 0043

MikroMikoMed Kft.
1036 Budapest,
Endrődi S. u. 60/B
Postacím: 1300 Budapest, Pf.112

MIKROBIOLÓGIAI HATÉKONYSÁGI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálat célja: Az UV C sugárzás mikrobiológiai hatékonyságának igazolása a láb- és körömfertőzéseket okozó leggyakoribb kórokozóival szemben, a lábbelik fertőtlenítése és a fertőzések kiújulásának megelőzése érdekében.

A vizsgálat módja: Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, Candida albicans, Scopulariopsis brevicaulis, Aspergillus niger, Escherichia coli, Staphylococcus aureus klinikai izolátumaival a lábbelik talpbélés-anyagából kivágott 20 mm átmérőjű korongok mesterséges fertőzése után a kontroll-korongok UV C besugárzás nélkül, a vizsgálati korongok UV C besugárzás után kerülnek visszatenyésztésre.

Az UV C besugárzás módja: MediPed, ill. MediPed Special lábbeli-fertőtlenítő eszközzel 30 perccel.

A vizsgálatra vonatkozó szabványok:

- EN ISO 11737-1:2006 szabvány. Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Mikrobiológiai Módszerek. 1. rész: A termékeken lévő mikroorganizmus-populációk meghatározása (ISO 11737-1:2006)
- EN ISO 11737-2:2010 szabvány. Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Mikrobiológiai Módszerek. 2. rész: Sterilitásvizsgálatok a sterilizálási eljárás meghatározásához, validálásához és fenntartásához (ISO 11737-2:2009)

Vizsgálati eredmények:

- A szabványos mikrobiológiai tenyésztések során valamennyi kontroll-korongról visszaizolált mintából a kórokozó visszaenyészthető volt (pozitív eredmény).
- A besugárzott korongokról visszaizolált mintákból a kórokozó nem volt kimutatható (negatív eredmény).

Megállapítás: A MediPed, ill. MediPed Special eszközök minden mintát sterilizáltak. Az UV C sugárzás 30 perces behatási idővel 100%-os kórokozó-pusztulást eredményezett, mind a gombák, mind a baktériumok körében. Az eszköz alkalmas a lábbelik fertőtlenítésére, a fertőzött körmöktől és lábtól a visszafertőződés megakadályozására.

Budapest, 2013.10.29.

Dr. Simon Gyula
mikológus, az orvostudomány kandidátusa

Dr. Széll András
ügyvezető igazgató, orvos mikrobiológus

MikroMikoMed Kft.
1026 Budapest, Endrődi S. u. 60/B
Erste Bank: 11600006-00000000-05675043
Adószám: 12839779-2-41
ÁNTSZ eng. szám: 45847/08-09/2008